



Date	Analyse	Action	Référence		Version	
			4440		2	
	6100-INF-Manuel de Prélèvements : Liste des modifications					
07/02/2020	Calprotectine fécale [Selles]	Modification	Transport au laboratoire et conditions de conservation			[+15 °C ; +25 °C] < 72 h
07/02/2020	25(OH) Vitamine D (D2+D3)	Modification	Interférences analytiques			Hémoglobine Bilirubine Biotine Facteur rhumatoïde Hypercholestérolémie
07/02/2020	C1s inhibiteur activité (examen transmis)	Modification	Informations complémentaires			Envoyer résultat du C1s pondéral réalisé en Biochimie Spécialisée. Catalogue des examens CERBA
07/02/2020		Modification	Laboratoire sous-traitant			Laboratoire CERBA 95066 CERGY PONTOISE CEDEX 9 Tél. 01 34 40 20 20 Fax 01 34 40 20 21
07/02/2020	Complément C2 (examen transmis)	Modification	Nom de l'examen			Fraction C2 complément (examen transmis)
07/02/2020	Acide phytanique [Sang] (examen transmis)	Modification	Échantillon			Plasma hépariné
07/02/2020	Acide phytanique [Sang] (examen transmis)	Modification	Matériel de prélèvement			Vert foncé 4 mL
07/02/2020	Acide phytanique [Sang] (examen transmis)	Modification	Transport au laboratoire et conditions de conservation			Sang total : [+15 °C ; +25 °C] < 4 h Plasma hépariné congelé : ≤ -18 °C
07/02/2020	Acide pristanique (examen transmis)	Modification	Échantillon			Plasma hépariné
07/02/2020	Acide pristanique (examen transmis)	Modification	Matériel de prélèvement			Vert foncé 4 mL
07/02/2020	Acide pristanique (examen transmis)	Modification	Transport au laboratoire et conditions de conservation			Sang total : [+15 °C ; +25 °C] < 4 h Plasma hépariné congelé : ≤ -18 °C
07/02/2020	Progranuline plasmatique (examen transmis)	Modification	Jour de réception autre			Du lundi au jeudi avant 13 h
07/02/2020	Properdine antigène (examen transmis)	Modification	Contact			Daniela LAKOMY 03 80 29 56 92 daniela.lakomy@chu-dijon.fr Stéphanie FRANÇOIS 03 80 29 50 03 stephanie.francois@chu-dijon.fr
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / 17OH-progestérone	Modification	Informations complémentaires			Réalisable au Centre de Prélèvements du CHU sur rendez-vous.
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / 17OH-progestérone	Modification	PROTOCOLE			BIOSPE - Test au Synacthène immédiat - 17OHP adulte (PDF-138 Ko);BIOSPE - Test au Synacthène immédiat au CDP (PDF 164ko)
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / composé S	Modification	Informations complémentaires			Réalisable au Centre de Prélèvements du CHU sur rendez-vous.

	6100-INF-Manuel de Prélèvements : Liste des modifications	Référence	Version	
		4440	2	
Date	Analyse	Action	Champs modifié	Nouvelle valeur
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / composé S	Modification	PROTOCOLE	BIOSPE - Test au Synacthène immédiat - composé S adulte (PDF-132Ko);BIOSPE - Test au Synacthène immédiat au CDP (PDF 164ko)
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / 17OH-prégnénolone+DHEA	Modification	Informations complémentaires	Réalisable au Centre de Prélèvements du CHU sur rendez-vous.
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / 17OH-prégnénolone+DHEA	Modification	PROTOCOLE	BIOSPE - Test au Synacthène immédiat - 17OH prégnénolone+DHEA adulte (PDF132 Ko);BIOSPE - Test au Synacthène immédiat au CDP (PDF 164ko)
07/02/2020	Test au Synacthène immédiat adulte / SDHEA	Ajout		
07/02/2020	Exploration d'une polyglobulie par NGS	Modification	Synonymes	Gènes de la voie de l'hypoxie
10/02/2020	Galactose-1-phosphate [Sang] (examen transmis)	Modification	PROTOCOLE	ATTENTION : ne pas faire le buvard à partir de tubes sanguins contenant un anticoagulant (EDTA, citrate, héparine)
10/02/2020	Galactosémie sur [Buvard] (examen transmis)	Modification	PROTOCOLE	ATTENTION : ne pas faire le buvard à partir de tubes sanguins contenant un anticoagulant (EDTA, citrate, héparine)
13/02/2020	Acétylcholinestérase et AFP [Liquide amniotique] (examen transmis)	Modification	Matériel de prélèvement	GCM - DPN bon et consentement (PDF-222 Ko)
14/02/2020	CGH-Array foetopathologique	Modification	Cotation	BHN 2000 (B034) hors contrôles
14/02/2020	CGH-Array postnatale	Modification	Cotation	BHN 2000 (B034) hors contrôles
14/02/2020	CGH-Array prénatale	Modification	Cotation	BHN 2000 (B034) hors contrôles
14/02/2020	CGH-Array Onco-Hématologique et tumeurs solides	Modification	Cotation	BHN 2000 (B034) hors contrôles
18/02/2020	Caryotype onco-hémato sur moelle	Modification	Jour de réception autre	En dehors des heures d'ouverture, conservation à température ambiante au secteur Pré-analytique.
18/02/2020	Caryotype onco-hémato sur sang	Modification	Jour de réception autre	En dehors des heures d'ouverture, conservation à température ambiante au secteur Pré-analytique.
18/02/2020	Caryotype onco-hémato sur liquide d'épanchement	Modification	Jour de réception autre	En dehors des heures d'ouverture, conservation à température ambiante au secteur Pré-analytique.
18/02/2020	Caryotype onco-hémato sur biopsie	Modification	Jour de réception autre	En dehors des heures d'ouverture, conservation à température ambiante au secteur Pré-analytique.
18/02/2020	FISH onco-hémato	Modification	Jour de réception autre	En dehors des heures d'ouverture, conservation à température ambiante au secteur Pré-analytique.
21/02/2020	Phénotype lymphocytaire sur liquide de rinçage de biopsie cérébrale	Ajout		

Tout document papier n'est qu'une copie. La version applicable est la version électronique du document

	6100-INF-Manuel de Prélèvements : Liste des modifications	Référence	Version	
		4440	2	
Date	Analyse	Action	Champs modifié	Nouvelle valeur