

Numéro	Indice	Libellé		Date d'application
IM-2016-0320	1	6100-INF-Manuel de Prélèvements : Liste des modifications		10/10/2016
Date	Analyse	Action	Champs modifié	Nouvelle valeur
21/08/2017	Quantiféron Tuberculose	Modification	Cotation	B 150 (NABM 4103)
21/08/2017	Recherche d'ADN de leptospires par PCR dans les urines (Examen transmis)	Modification	Matériel de prélèvement	Flacon stérile
21/08/2017	Recherche d'ADN de leptospires par PCR dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) (Examen transmis)	Modification	Matériel de prélèvement	Flacon stérile
31/08/2017	Anticorps anti-IA2	Ajout		
13/09/2017	Ferritine [Sang]	Modification	Cotation	B 29 (NABM 1213)
13/09/2017	Ferritine [Sang]	Modification	Règles de prescription / Recommandations professionnelles	NABM : En cas de suspicion de carence martiale, cet acte est à réaliser en première intention. Il se substitue au dosage sanguin du fer et du couple fer + ferritine.
13/09/2017	Capacité totale de saturation en fer de la Transferrine	Suppression		
13/09/2017	Fer [Sang]	Modification	Cotation	BHN 7
13/09/2017	Fer [Sang]	Modification	Règles de prescription / Recommandations professionnelles	NABM : En cas de suspicion de : – carence martiale, la ferritine est à réaliser en première intention à la place du fer ou du couple fer + ferritine ; – surcharge en fer, le coefficient de saturation de la transferrine est à réaliser en première intention.
13/09/2017	Transferrine [Sang]	Modification	Cotation	BHN 14
13/09/2017	Transferrine [Sang]	Modification	Règles de prescription / Recommandations professionnelles	NABM : En cas de suspicion de surcharge en fer, le coefficient de saturation de la transferrine est à réaliser en première intention.
13/09/2017	Coefficient de saturation de la Transferrine (inclus le Fer)	Modification	Moment ou horaire de prélèvement	A jeun de préférence. À distance d'une transfusion.
13/09/2017	Coefficient de saturation de la Transferrine (inclus le Fer)	Modification	Transport au laboratoire et conditions de co	Sang total : [+15 °C ; +25 °C] < 24 h Sérum frais : [+2 °C ; +8 °C] < 7 jours Sérum congelé ≤ -18 °C : < 3 mois
13/09/2017	Coefficient de saturation de la Transferrine (inclus le Fer)	Modification	Cotation	B 17 (NABM 2002)

Tout document papier n'est qu'une copie. La version applicable est la version électronique du document

Numéro	Indice	Libellé		Date d'application
IM-2016-0320	1	6100-INF-Manuel de Prélèvements : Liste des modifications		10/10/2016
Date	Analyse	Action	Champs modifié	Nouvelle valeur
13/09/2017	Coefficient de saturation de la Transferrine (inclus le Fer)	Modification	Règles de prescription / Recommandations professionnelles	NABM : Peut être réalisé : – en seconde intention, après le dosage de la ferritine (contrôle de carence martiale) ; – en première intention, en cas de suspicion de surcharge en fer ou terrain hémochromatosique.
22/09/2017	Statut CRIM / Pompe [Sang] (examen transmis)	Ajout		
29/09/2017	Cortisol libre urinaire	Suppression		
29/09/2017	Cortisol libre urinaire (examen transmis)	Ajout		